



WIDEX MAGNIFY
NEUHEITEN IN DER ECONOMY- UND BASIC-CLASS



WIDEX **MAGNIFY 100 / 60 / 40**

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

JETZT NEU: MEHR FLEXIBILITÄT UND KOMFORT MIT WIDEX MAGNIFY

Widex Magnify erhalten Sie in drei Technologiestufen von der Economy- bis zur Basic-Class – und bieten Ihren Kunden damit ein Maximum an Hörqualität in diesen Leistungsklassen.

Upgrade für Widex Magnify 40 in der Basic-Class:

Die Hörsysteme verfügen jetzt über ein adaptives Multi-Mikrofon. Die Funktion aktivieren Sie nach einem Update in Verbindung mit der neuen COMPASS-GPS-Version 4.5.


Lithium-Ionen-Akku-Technologie jetzt auch in der

Economy-Class Magnify 60: Das Modell mRIC R D ist das weltkleinste wiederaufladbare RIC-Hörsystem und ist nun bereits in der Economy-Class für Magnify 60 erhältlich. Ergänzt wird die Magnify 60-Produktpalette zudem mit dem wiederaufladbaren HdO-Modell BTE R D. Das Lithium-Ionen-HdO verfügt über die 2,4-GHz-Bluetooth-Technologie, eine programmierbare LED und eine Induktionsspule. BTE R D kann wahlweise mit Winkel oder mit V.2 Dünnschlauch angepasst werden.



NATÜRLICHER KLANG IN JEDER KLASSE DIE TECHNOLOGISCHEN HIGHLIGHTS VON WIDEX MAGNIFY

WIDEX MAGNIFY 40



- TruAcoustics
- 6 einstellbare Frequenzkanäle
- Adaptive Multimikrofon-Technologie
- Störlärmunterdrückung (-8 dB)

- SmartTone
- 3 individuelle Hörprogramme
- InterEar-Synchronisation
- Kompatibel mit RC-Dex und TV-Dex



- TruAcoustics
- 6 einstellbare Frequenzkanäle
- Musikprogramm
- ZEN-Klangprogramme (ZEN+)
- Adaptive Multimikrofon-Technologie
- Störlärmunterdrückung (-8 dB)
- Soft-Level-Noise-Reduction (-6 dB)
- SmartSpeak
- Datalogging
- Automatische Akklimatisierung

*Rot, Blau und Transparent nur für die Unterschale.

WIDEX MAGNIFY 100



MAGNIFY 60




- 3 individuelle Hörprogramme
- InterEar-Synchronisation
- Akku-Technologie
- Bluetooth-Technologie
- Widex Magnify-/ToneLink-App
- Kompatibel mit kompletter Dex-Serie, TV PLAY und Sound Assist
- Widex CROS (Funklösung)
- Tinnitus-Kombi-Hörsystem RIC 10 mit S- und M-Hörer

- TruAcoustics
- 6 einstellbare Frequenzkanäle
- Musikprogramm
- ZEN-Klangprogramme (ZEN+)
- Adaptive Multimikrofon-Technologie
- Erweiterte Störlärmunterdrückung (-14 dB)
- Soft-Level-Noise-Reduction (-6 dB)
- Hörbereichserweiterung
- SmartSpeak
- Datalogging
- Automatische Akklimation

- 3 individuelle Hörprogramme
- InterEar-Synchronisation
- Akku-Technologie
- Bluetooth-Technologie
- Widex Magnify-/ToneLink-App
- Kompatibel mit kompletter Dex-Serie, TV PLAY und Sound Assist
- Widex CROS (Funklösung)
- Tinnitus-Kombi-Hörsystem RIC 10 mit S- und M-Hörer

DIE VIELSEITIGE MODELLPALETTE VON WIDEX MAGNIFY

CIC MICRO




MAGNIFY 100/60

V max.: 63 dB
LA max.: 124 dB

- per ToneLink-App steuerbar

CIC




MAGNIFY 100/60/40

V max.: 63 dB
LA max.: 124 dB

- per ToneLink-App steuerbar
- kompatibel mit Widex Dex (Magnify 40: RC-Dex/TV-Dex)

XP




MAGNIFY 100/60/40

V max.: 67 dB
LA max.: 128 dB

- per ToneLink-App steuerbar
- kompatibel mit Widex Dex (Magnify 40: RC-Dex/TV-Dex)

RIC 10




MAGNIFY 100/60/40

V max.: 63 dB/69 dB
LA max.: 118 dB/124 dB

- per ToneLink-App steuerbar
- kompatibel mit Widex Dex (Magnify 40: RC-Dex/TV-Dex)

mRIC R D LI-IONEN-AKKU



MAGNIFY 100/60

V max.: 69 dB/71 dB
LA max.: 128 dB/133 dB

- Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- 2,4-GHz-Bluetooth-Technologie
- per Magnify-App/ToneLink-App steuerbar
- kompatibel mit Bluetooth-Zubehör TV Play/Sound Assist
- kompatibel mit Widex Dex

RIC 312 D



MAGNIFY 100/60

V max.: 62 dB/69 dB/70 dB/84 dB
LA max.: 118 dB/124 dB/132 dB/138 dB

- 2,4-GHz-Bluetooth-Technologie
- per Magnify-App/ToneLink-App steuerbar
- kompatibel mit Bluetooth-Zubehör TV Play/Sound Assist
- kompatibel mit Widex Dex

¹ Verstärkungswerte je nach ausgewähltem Hörer (S, M).

² Verstärkungswerte je nach ausgewähltem Hörer (S, M, P, HP).

³ Verstärkungswerte je nach ausgewähltem Hörer (V.2 RIC-Hörer M, P).

BTE 312



MAGNIFY 100/60/40

V max.: 64 dB
LA max.: 135 dB

- per ToneLink-App steuerbar
- kompatibel mit Widex Dex (Magnify 40: RC Dex/TV-Dex)

BTE 13



MAGNIFY 40

V max.: 74 dB
LA max.: 140 dB

- per ToneLink-App steuerbar
- kompatibel mit Widex Dex (Magnify 40: RC Dex/TV-Dex)

BTE 13 D



MAGNIFY 100/60

V max.: 74 dB
LA max.: 140 dB

- 2,4 -GHz Bluetooth-Technologie
- per Magnify-App/ToneLink-App steuerbar
- kompatibel mit Bluetooth-Zubehör TV Play/Sound Assist
- kompatibel mit Widex Dex

BTE R D
LI-IONEN-AKKU



MAGNIFY 100/60

V max.: 73 dB
LA max.: 140 dB

- Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- 2,4-GHz-Bluetooth-Technologie
- per Magnify-App/ToneLink-App steuerbar
- kompatibel mit Bluetooth-Zubehör TV Play/Sound Assist
- kompatibel mit Widex Dex



SOUND LIKE NO OTHER

www.widex-hoergeraete.de



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.

Widex Hörgeräte GmbH • Albstadtweg 6 • 70567 Stuttgart • Postfach 80 01 26 • 70501 Stuttgart
Tel. +49 711 7895-0 • Fax +49 711 7895-200 • info.de@widexsound.com

10244934-01
WM 04/2023
Änderungen vorbehalten.