



Genießen Sie die Feinheiten Ihrer Alltagsklänge

ReSound OMNIA

Großartiges Sprachverstehen in anspruchsvollen Umgebungen – Powered by Organic Hearing

KLINGT NATÜRLICH

Die Welt kann laut sein und viele Klänge konkurrieren um unsere Aufmerksamkeit. Wäre es nicht großartig, wenn es ein Hörsystem gäbe, das es ermöglicht, genau das zu hören, was im Moment wirkliche Relevanz hat und das auch in den anspruchsvollsten Hörumgebungen? ReSound OMNIA ahmt den natürlichen Hörprozess und die natürliche Art und Weise, wie wir hören nach und ermöglicht so ein rundum natürliches Klangerleben.

Das neue Funkmodul und die neue Firmware in ReSound OMNIA ermöglichen eine optimierte Klangverarbeitung und Direktionalitäts-Steuerung – Mit „360 All-Around“ wird die Klangumgebung jetzt in einem noch größeren Bereich erfasst und abgebildet, spezifische Hörsituationen schneller erkannt und entsprechende direktionale Modi automatisch ausgewählt. Die höhere Frequenzauflösung des Binauralen Beamformers bietet darüber hinaus überragend klares Sprachverstehen in extremen Hörsituationen mit „Front Focus“. Insgesamt kann das Sprachverstehen mit „360 All-Around“ und „Front Focus“ um bis zu 150 %^{*1} verbessert werden. Auch die eigene Stimme hört sich mit ReSound OMNIA spürbar natürlicher an². In Kombination mit dem M&RIE-Hörer wird zudem zusätzlich die räumliche Wahrnehmungs- und Ortungsfähigkeit deutlich verbessert³.

*Im Vergleich zu unserer alten Technologie; ¹Jespersen et al (2022); ²Groth et al (2022); ³Quilter et al (2022)

FÜHLT SICH NATÜRLICH AN

- Allwetterfest: IP68-zertifiziert
- Form und Positionierung für Direktionalität optimiert
- Niedriger Schwerpunkt für sicheren Halt
- Sitz des Hörsystems in der App überprüfen
- Nur ein Auflagepunkt am Ohr für optimalen Tragekomfort und kosmetischen Sitz
- M&RIE Hörer erhältlich

VERBINDET NATÜRLICH

- Kristallklare Telefongespräche
- Direktes Streaming von iOS und Android™ Geräten
- Hands-Free Telefonie für iPhone und iPad**
- Fernanpassung mit ReSound Assist



Einfache Bedienung & Personalisierung von Klang- und Komfortfunktionen mit der ReSound Smart 3D™ App. Umfangreiche Anbindungsmöglichkeiten an das ReSound Wireless-Zubehör.

**Voraussetzung ist eine Verwendung in Kombination mit iPhone 11, oder neuer iPad Pro 12.9" (5. Generation), iPad Pro 11" (3. Generation), iPad Air (4. Generation) und iPad mini (6. Generation). Es muss mindestens iOS Version 15.3 oder neuer installiert sein.

Technikstufen ReSound OMNIA

Feature		Technikstufe 9	Technikstufe 7	Technikstufe 5
Komfort	Noise Tracker II	5 Einstellungen	3 Einstellungen	2 Einstellungen
	Wind Guard	3 Einstellungen	2 Einstellungen	1 Einstellung
	Impulsschallunterdrückung	3 Einstellungen	3 Einstellungen	1 Einstellung
	Expansion	3 Einstellungen	2 Einstellungen	1 Einstellung
	Situations Optimizer	Lautstärke und Störschallreduzierung	Nur Lautstärke	Nur Lautstärke
Sprachverstehen	360 All-Around	•		
	Front Focus	•		
	All Access Directionality		•	
	Ultra Focus		•	
	M&RIE	•	•	•
	Direktionalitäts-Mix	•		
	AutoScope Adaptive Direktionalität	•		
	MultiScope Adaptive Direktionalität		•	
	Spatial Sense	•	•	•
	Binaurale Direktionalität III			•
Synchronisiertes SoftSwitching	•	•	•	
Rückkopplungsunterdrückung	DFS Ultra III	•	•	•
	Musikmodus	•	•	•
	Auto DFS	•	•	•
Konnektivität	Ear-to-Ear-Synchronisation	•	•	•
	Hands-Free Telefonie für iPhone & iPad	•	•	•
	Made for iPhone, iPad und iPod touch (MFi)	•	•	•
	Android-Streaming (ASHA)	•	•	•
	Wireless-Zubehör	•	•	•
Anpassung	Max Verstärkungskanäle	17	14	12
	Vollständig flexible Programme	4	4	4
	ReSound Assist	•	•	•
	ReSound Assist Live	•	•	•
	Synchronisierter Eingewöhnungsmanager	•	•	•
	Tinnitus Sound Generator	•	•	•

Bauformübersicht ReSound OMNIA



61-DRWC
Akku-RIC Li-Ion



61-DRW
Mini-RIC 312



62-DRW
RIC 13

Alle ReSound OMNIA RIC können mit LP, MP, HP, UP und M&RIE-Hörer angepasst werden.

Farbübersicht ReSound OMNIA



Sparkling Silver



Champagne



Gold



Bronze



Warm Grey



Graphite



Espresso



Deep Black

GN Hearing GmbH

An der Kleimannbrücke 75

48157 Münster

Tel.: +49 251-20396-0

Fax: +49 251-20396-250

pro.resound.com | info@gnresound.de

© 2022 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist eine eingetragene Marke der GN Hearing A/S. Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Android, Google Play und das Google-Play-Logo sind eingetragene Marken. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Markenzeichen von Dolby Laboratories.